

Dog EIA Borrelia IgG/IgM

REF DBGM96

LOT 0100055063

2022-06

Σ 96



(01)0856963502558(10)0100055063(17)220630

GMP

EIA DOG BORRELIA IgG/IgM

MICROPLATE

LOT 0100055064

2022-06



GMP 2°C



EIA DOG BORRELIA IgG/IgM

LOT 0100055068

CONTROL -

2 ml

GMP 2°C



EIA DOG BORRELIA IgG/IgM

LOT 0100055067

CONTROL +

Factor IgG:0.18

Factor IgM:0.32

2 ml

GMP 2°C



EIA DOG BORRELIA IgG

LOT 0100055066

CONJUGATE

0.15 ml

GMP 2°C



EIA DOG BORRELIA IgM

LOT 0100055065

CONJUGATE

0.15 ml

GMP 2°C



EIA

LOT 0100055538

DILUENT 2

105 ml

GMP

2022-12



2°C



DOG BORRELIA

LOT 0100055540

CONJ. DILUENT 2

13 ml

GMP

2022-06



EIA

LOT 0100055172

SUBSTRATE 2

15 ml

GMP

2022-10



EIA

LOT 0100055171

WASH20X

75 ml

GMP

2023-09



2°C



EIA

LOT 0100055220

STOP

15 ml

GMP

2023-06



GMP

2°C

Contents: methanesulphonhic acid

www.testlinecd.com

100055063, 0100055068, 0100055067, 0100055066, 0100055065, 0100055538, 0100055540, 0100055172, 0100055171, 0100055220

Dog EIA Borrelia IgG/IgM

MICROPLATE	1 x 96	LOT 0100055064
CONTROL -	1 x 2 ml	LOT 0100055068
CONTROL +	1 x 2 ml	LOT 0100055067
CONJUGATE	1 x 0.15 ml	LOT 0100055066
CONJUGATE	1 x 0.15 ml	LOT 0100055065
DILUENT 2	2 x 105 ml	LOT 0100055538
CONJ. DILUENT 2	1 x 13 ml	LOT 0100055540
SUBSTRATE 2	1 x 15 ml	LOT 0100055172
WASH20X	1 x 75 ml	LOT 0100055171
STOP	1 x 15 ml	LOT 0100055220

REF DBGM96

LOT 0100055063

2022-06



www.testlinecd.com

STOP

Obsahuje: methanesulfovová kyselina

Contents: methanesulphonic acid

Nebezpečí

Způsobuje těžké podrážení kůže a poškození očí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ochranný štít. Při neúspěšném vydechnutí udelejte. Při vdechování: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo oči) okamžitě omyjte. Při vdechování: okamžitě sejděte oblečení. Oblečení, které bylo v kontaktu s kůží nebo oči, okamžitě odstraňte. Vyhněte se kontaktu s kůží, pokud nenasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve výdechování. Označte veškeré TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE. STHEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Ostranné označování ve sberném místě pro znečištění nebo nebezpečné odpady.

Danger

Causes severe skin burns and eye damage. Do not breath vapours. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED, Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair), Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křížkova 68, 612 00 Brno-Královo Pole, Czech Republic

+420 549 121 239

